

EyeSpray Erste Hilfe Augen- und Gesichtsdusche

Artikel 850.1003

1] MONTAGE ANLEITUNG

- Einen Ort wählen, der gut sichtbar ist, in der Nähe der Riskzone.
- Den Kasten an die Wand befestigen (Befestigungen nicht mitgeliefert) so, dass die Düsen der Flaschen im offenen Kasten auf eine Höhe von 1.10 Meter sind.
- Die Flaschen gemäss den Anleitungen einlegen, mit den Düsen nach oben orientiert. Die Klappe schliessen und die rote Flagge innerhalb der Klappe lassen
- Die Etikette mit Ablaufdatum (3 Jahre nach Installation) und die rote Versiegelung an die geschlossene Klappe kleben, so dass sie beim Öffnen der Klappe abreisst.

Informieren und trainieren Sie regelmässiger die Benutzer und das Sicherheitsteam über die Notfall Protokolle.

2] ERSETZEN DER SPRAYFLASCHEN

Nach jedem Gebrauch müssen neue Flaschen eingesetzt und die Versiegelung ausgetauscht werden. Die rote Flagge signalisiert, dass die Augendusche benutzt wurde, und dass neue Flaschen installiert werden müssen

- Die Klappe öffnen. Aufpassen, dass die Klappe sich nicht ganz öffnet, so dass die Flaschen nicht versehentlich aktiviert werden. Das kann man mittels eines Gegenstandes, z.B. einem Bleistift, den man zwischen die Klappe und den hinteren Teil legt, vermeiden.
- Entfernen Sie die alten Flaschen von ihrer Halterung und nehmen Sie zwei neue Flaschen.
- Installieren Sie die neuen Flaschen. Drehen Sie die Flaschen, so dass die Wasserstrahlen gegen oben gerichtet sind.
- Schliessen Sie die Klappe und lassen Sie somit die rote Flagge innerhalb der Klappe.
- Kleben Sie eine neue rote Versiegelung über die Klappe, so dass sie beim Öffnen der Klappe abreisst, und kleben Sie noch die mitgelieferte weisse Etikette mit dem Ablaufdatum (3 Jahre nach der Installation) darauf.

Kontrollieren Sie regelmässig, dass die Versiegelung nicht zerrissen ist und dass das Ablaufdatum nicht erreicht ist.

Anleitungen und Videos finden Sie auf www.eyespray.ch



SCAN FOR
INSTRUCTION VIDEOS

| | | |
|--|---|--|
| LaboSafe SA | www.eyespray.ch - www.labosafe.ch | GIA-Premix www.giapremix.ch |
| Rue de Saint-Nicolas 10 CH-2000 Neuchâtel | EyeSpray : Installation and Maintenance Instructions | |
| Phone: +41 32 756 96 96 | info@labosafe.ch | En / 2022-11 |